

**White luminous paste kit**

**Kit de pate lumineuse blanche**

**Kit von weisser Leuchtpaste**



Contenu	With :	Inhalt :
<ul style="list-style-type: none"><li>○ 1 poudre lumineuse</li><li>○ 1 laque</li><li>○ 1 diluant</li><li>○ 1 pique huile</li><li>○ 1 godet de mélange</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 1 luminous powder</li><li>○ 1varnish</li><li>○ 1 diluant</li><li>○ 1 oiler</li><li>○ 1 round tray</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 1 Leuchtpulver</li><li>○ 1 Lack</li><li>○ 1 Verdünner</li><li>○ 1 Oeldeger</li><li>○ 1 Schälchen</li></ul>

**CE PRODUIT N'EST PAS RADIOACTIF – NO RADIOACTIVITY – NICHT RADIOACTIV**

### ENGLISH :

1. Mix the powder and the varnish.
2. Add diluant if the mixture is becoming too viscous.
3. Before use, leave to rest for a couple of hours..
4. Drying : room temperature 4-5 hours, accelerated drying 60 min. at 60° C.,45 min. à 80° C.

### DEUTSCH :

1. Mischen Sie das Pulver und das Lack.
2. Wenn zu dickflüssig Verdünner dazumischen.
3. Vor Anwendung einige Stunder ruhen lassen.
4. Trockendauer : bein Zimmertemperatur 4-5 Std, im Ofen bei 60°C = 60Min., im Ofen bei 80°C. 45Min.

### FRANCAIS :

1. Mélanger la poudre et la laque en quantité égales.
2. Si la mixture est trop visqueuse rajouter du diluant.
3. Laisser reposer quelques heures avant utilisation.
4. Température de séchage : air ambient 4 à 5 heure, au four 60min à 60°C., 45min à 80°C.

**Cette notice vous est offerte par :**

[www.elisabeth9679.com](http://www.elisabeth9679.com)

[www.venus-diffusion.com](http://www.venus-diffusion.com)

[www.kalynediffusion89.com](http://www.kalynediffusion89.com)